

Analyse- og laboratorieutstyr til fiskeri og havbruksnæringen



01. MÅLING AV VANNKVALITET

02. HYGIENE OG MIKROBIOLOGI

03. TEMPERATURKONTROLL


04. FOR FISKEHELSEBIOLOGEN

05. GENERELT PÅ LABORATORIER

06. KJEMIKALIER OG
KJEMIKALIESIKKERHET

07. VERNEUTSTYR

Måling av vannkvalitet



Art.nr. 1.73016.0001



Art.nr. 705-0764

SPECTROQUANT® PROVE 100

Vis-spektrofotometer forhåndsprogrammert for over 180 vannanalyse metoder, blant annet Ammonium, Nitritt, Nitrat og Alkalinitet. Spør oss for skreddersydde løsninger for dere. Instrumentet er å finne på mange settefisk anlegg rundt i Norge.

SPEKTROFOTOMETRE FRA HACH

Analyser for parametrene du ønsker ved hjelp av over 200 ulike testkits, bl.a. for jern, klor, fosfat, organiske syrer, KOF/COD, TOC, total hardhet osv.

Spør oss om veiledning for å finne kittene som er best egnet for deres behov.



Art.nr. 665-0187



Art.nr. 661-0138

PHOTOFLEX® TURB

Bærbart fotometer med pH-elektrode og pre-programmerte metoder for måling av O_2 , CO_2 , NH_3 med mer. Leveres i en koffert med pipette, rør og alt man trenger til måling i felt, ute på anlegget, i båt eller på lab.

ALKALINITET OG CO_2 I SJØVANN

For alkalinitet og i sjøvann vil man ha behov for en omregning av resultatet pga. saltinnholdet. Med Titroline 7000 og programvare fra SI Analytics er dette mulig å gjøre på en enkel måte, og samtidig få CO_2 -innhold.



Art nr 662-2135, 662-2051 eller 662-2143 med elektroder for elektrokjemiskmåling (kabel/trådløs)

BÆRBART MULTIMETER FRA WTW

- Salinitet / Konduktivitetsmåling
- pH elektrode (stabil & nøyaktig til bruk i oppdrett)
- pH innstikks elektrode til måling i fiskefilet
- ORP / REDOX Sentix®ORP
- Optisk oksygen måling art nr WTW201301

Her finnes det mange alternativer av prober samt muligheter for antall prober der kan måle samtidig.

Kontakt oss for ett tilbud som passer deres behov best mulig.

Leveringsinformasjon: Instrumentet blir levert i feltkoffert med tilbehør.

Adapter med til pH elektrode for måling i frossen fisk eller filet
Art nr 662-2073



OPTISKE HÅNDMÅLERE TIL VANNANALYSE OG BIOLOGISKE PRØVER

Kun små mengder prøve nødvendig til analyse.
Til flergangsbruk. Kalibreringsvæske inkludert.

- Laquatwin for analyse i vann, blod, fisk og tørrstoff
- pH art nr 662-2290
- Konduktivitet art nr 662-2293
- Salinitet (%) HORI3999960128
- Nitrat (NO₃) art nr HORI3200689164



Art nr 665-0202

YSI PRO DSS / PRO PLUS QUATRO

- Oksygen
- Ammoniakk
- pH
- ORP
- Konduktivitet
- Salinitet


Bestillingsinformasjon: Professional Plus-instrumentet leveres med databehandlingsprogramvare, USB-kabel og USB-sal. Quatro-kabel og -sensorer bestilles separat.



705-1163, 705-1164



516-0431



611-4794



466-0600

TURBIDIMETER, TURB®750 IR OG TURB®750 T

- Lite, men kraftig og nøyaktig turbidimeter til laben. Lett i bruk, enkel kalibrering.

SUSPENDERT STOFF

Vi har alt utstyr du trenger for å analysere SS i henhold til standard. Filteroppsats, vekt og tørkeskap. Kontakt oss for komplett pakke.

Hygiene og mikrobiologi



710-0472, 612-2678, 710-0925

SVABERE

Til mikrobiologisk undersøkelse av overflater. Kan brukes til mikrobiell påvisning eller kvantitativ analyse



Clean-Trace MMMPLM1



Hyserve: SCIL1902653

HYGIENEØVERVÅKNING MED ATP-TESTING

Til mikrobiologisk undersøkelse av overflater. Kan brukes til mikrobiell påvisning eller kvantitativ analyse



INKUBATORER OG KJØLEINKUBATORER FOR ETHVERT BEHOV



TECTA MIKROBIOLOGISK DETEKSJONSSYSTEM ART NR 710-1965

TECTA B4 og B16 er et komplett automatisert testsystem for påvisning av mikroorganismer i vannet, som E.coli og Vibrio. Raske og pålitelige resultat.

- Rask varsling på e-post
- Få til ingen feilkilder, da det er begrenset håndtering av prøvene
- For mer informasjon kontakt instrumentgruppen

Temperaturkontroll



Art.nr. 620-2491

TEMPMATE®, TEMPERATURLOGGER FOR TRANSPORT FRA -30°C TIL +70°C

Brukes til å logge temperaturen under transport enten det er fisk, rogn, enzymer eller andre temperatursensitive produkter. Mye brukt under eksport av fisk til utlandet. Lett å bruke og å lese av data ved ankomst. Krever ingen software for avlesning.



Art.nr. 620-2448

SENSEANYWHERE

Full dokumentasjon av temperatur fra mottak via produksjon til eksport av fisk.

- Flerpunkts temperaturlogging med SMS-varsling
- Overvåk temperaturer fra -200 til +200°C



Art.nr. 620-1883

TESTO®104

Sammenleggbart termometer til matvareindustrien (HACCP og EN 13485 sertifisering). Kan brukes til å måle temperatur på fisk og i filet, også tilgjengelig med Infrarød (IR) sensor.

For fiskehelsebiologen

MÅLING AV SMOLTSTATUS HOS LAKS MED KLORIDANALYSATOR, MODELL 926S



Art nr.: 661-0130

LEVERANDØR: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT

Måling av natriumklorid (NaCl) i blod til smolt for å teste ut om smolten er sjøvannstilpasset.

Modell 926S kalibreres i mmol/l eller mg/L.

Bestillingsinformasjon: Leveres komplett med:

3 sølvanoder, 3 sølvelektroder, 2x10 ml graderte begerglass, 25 g elektrodepolering, 100 ml av 200 mg/l kloridløsning og 500 ml bufferløsning.

BAKGRUNN

Kloridmåling i blod til fisk er aktuelt for å finne ut om fisken er tilpasset sjøvann, dvs. smoltifisert. I en såkalt Seawater Challenge Test (Clarke, Blackburn 1977) blir fisk flyttet direkte fra ferskvann til sjøvann (28‰). Klorid (Cl-) konsentrasjonen i plasma blir målt etter 24 og/eller 48 timer. Hvis smolt er i stand til å regulere kloridnivået i plasma til normale verdier, kan overflytting i stor skala begynne.



DETTE ER ALT DU TRENGER FOR Å KOMME I GANG:

Alternativ sentrifuge er Microstar 12 med art nr 521-1651, krever da en litt annen prøveopparbeiding.

METODE

Gjennomføring av kloridmålinger med Sherwood Scientific klorid analysator er godt beskrevet i «Metode for påvisning av smoltstatus hos Atlantisk laks» av Trond Rosten og Anders J. Fjellheim ved NIVA på side 116 – 121 i tidsskriftet Vann fra 2010. Erfaringsmessig kjører man >80 prøver per batch for å få et representativt utvalg av populasjonen. Optimalt kjøres 2 paralleller av hver prøve. Ideelt skal prøvene ligge innenfor 130 – 140 mg/L plasmaklorid.

Artikkel	Art. nr
Chloride analyser 926s clinical	661-0130
Sentrifuge 5702 exkl. rotor eu-plug	EPPE5702000.019
Swing-out rotor type a-4-38 inkl beger	EPPE5702720.003
Adapter for 4x2,6-7ml rør	EPPE5702719.005
Li heparin rør m gel 3.5ml lys grønn	KIMA12550
Needle black 22G 1½ inch Multi-Sample	KIMA1526506
PIPETTE GILSON M25	GILSF148502
Capillary piston cp25 spisser	GILSF148012

FORBRUKSUTSTYR



Biopsy Punch w/Plunger,
sterile 3mm 1 * 20 stk art nr MEGR03690028
sterile 4mm 1*20 stk art nr MEGR03690749

BIOPSID PUNCHERE / VEVSPRØVETAKING

Brukes til å ta vevsprøver fra fisk, gjelleprøver, fettfinneprøver mm. Enkel i bruk, ved å trykke den skarpe enden inn i gjellen, filet eller der man vil ta ut en 3mm prøve av. Trekk så ut spissen og overfør prøven til et rør med å trykke ned på toppen, som en kulepenn. Engangsbruk



Art nr 720-2737



Art nr 720-2739

VACUTAINER RØR FOR BLODPRØVETAKING AV FISK TIL VETERINÆRTJENESTER

Li heparin rør 2ml 13X75mm grønn lithium heparin anticoagulant 2, 4, 6 & 9 ml

Li HEPARIN RØR M GEL 3.5ML LYS GRØNN gel and lithium heparin anticoagulant 3,5 & 5 ml



Art nr FOR0023AF59001

FIKSERINGSVÆSKE M/BEHOLDER & BOKS


Til forsendelser av biologiske prøver. Kan brukes til å sende prøver av fisk til laboratorium for analyser



DISSEKSJONSSETT I SVART PLASTINNKAPSLING, ALLE ARTIKLER ER LAGET I KUN RUSTFRITT STÅL.

Li heparin rør 2ml 13X75mm grønn lithium heparin anticoagulant 2, 4, 6 & 9 ml

Li HEPARIN RØR M GEL 3.5ML LYS GRØNN gel and lithium heparin anticoagulant 3,5 & 5 ml



MINION HÅNDHOLDT RNA/DNA SEKVENSERINGSINSTRUMENT

- Fullt bærbar enhet for sekvensering av DNA- og RNA-molekyler av enhver lengde; fra kort til ultra-lang.
- Enkel i bruk, library prep kan gjøres på 10 min.
- Kan brukes i felten såvel som på laben.
- Veier kun 100 g.
- Kobles til bærbar PC via USB-port.



QPCR MASKIN ART NR 733-2629

qPCR maskin for bruk i felt diagnostikk i oppdrettsnæringen. Gjør dine analyser på anlegget enten om det skulle være patogen deteksjon eller andre qPCR analyser. Gjør dialogen med fiskehelsetjenesten lettere. Liten og lett men også nøyaktig. Instrumentet kan kjøres på en batteripakke. Med innebygget sentrifuge funksjon er alt du trenger i templat, deteksjons kit og pipetter.

Generelt på laboratorier



VI HAR ET BREDT UTVALG AV PRØVETAKINGSUTSTYR I VARIERENDE STØRRELSE OG KVALITET

- Spatler
- Pinsetter
- Kniver
- Skalpell
- Flasker
- Begerglass
- Sakser



AUTOMATISK VANNPRØVETAKER ART NR 701-0150

Prøvetakerne gir nøyaktige prøvevolumer for innsamling i én eller flere beholdere.

Programmerbar til å automatisk ta vannprøver i RAS system, fra ulike punkter for nøyaktig og pålitelig vannprøvetaking.


Kan effektivisere vannprøvetakingen i RAS anlegg, gi deg økt kvalitet på vannprøver og dermed bedre kontroll på vannkvaliteten.

Vekter og tørrstoffvekter

Vi har alle typer vekter av ulike størrelse og resolusjon til bruk på laboratorium, oppdrettsanlegg, slakteri, forfabrikker, fiskebåter.



Art.nr. 611-5334



Art.nr. 611-2648



Art.nr. OHAU30088845



Art.nr. OHAU30444792



Art.nr. 611-3570

TØRRSTOFFVEKT

Måling av tørrstoff/vanninnhold brukes i produksjon av fiskefôr, videreforedling av biprodukt fra oppdretts og fiskerinæringen og behandling av slam fra settefiskanlegg. Vi har Ohaus, Sartorius og vår egen VWR Collection



Art.nr. IDCPAM3713TB

DINO-LITE HÅNDHOLDT MIKROSKOP

Bærbart lett i bruk mikroskop til fiskehelse og biologisk kontroll



Mikroskop Art nr 630-1935

MIKROSKOP TIL FISK, MILJØ-, NÆRINGSMIDDEL- OG HELSESEKTORENE, OG TIL FORSKNING OG UTDANNING.

Forstørrelser på 4x, 10x, 40x, og 100x. Det leveres med fasekontrast, som egner seg for å se på levende og ufargede mikroorganismer. Mikroskopet kan også påmonteres kamera for digital visning på skjerm og for dokumentasjon. Art nr til kamera art nr 630-2738 og adapter (630-1748)



181-0564

MASTERFLEX PERISTALTISK PUMPE

Peristaltisk pumpe for blant annet nøyaktig dispensering av væske.

Nitrogen analyse med Kjeldahl metoden.



Kjeldahl nitrogenbestemmelser utføres på en mengde næringsstoffer.

Aktuelt for biomarin næring og fiskefôrindustrien, til måling av nitrogen/protein innhold.

Kjeldahl-metoden kan brytes ned til to trinn; destillering og titrering.



UDK 139, Art.nr. 701-0226

Trinn 1- Destillering: ekstra base tilsettes til digereringsproduktet for å omdanne ammoniumsaltet til ammoniakk.



Titratör Titroline Easy K, Art.nr 701-0222

Trinn 2 - Titrering: mengden nitrogen i en prøve kan beregnes fra den kvantifiserte mengden ammoniakk i mottakeroppløsningen. Ammoniakk bindes enten med en nøy utmålt mengde med standardisert syreoppløsning (tilbake titrering) eller en borsyreoppløsning (direkte titrering)

Kjemikalier og kjemikaliesikkerhet

Vi har kjemikalier av ulike kvalitet i alle størrelser opp til IBC tanker

- | | |
|---|--------------------------------|
| – Natriumhydroksid (Lut) | – Petroleumbensin |
| – Metanol | – Metanol |
| – Tris-HCl (Tris-(hydroksymetyl)aminometan hydroklorid) | – Sølvnitrat |
| – Tris-(hydroksymetyl)aminometan | – Bufferløsninger (pH 4, 7, 9) |
| – Cerium(IV)sulfat | – Acetonitril |
| – Formaldehyd | – Svovelsyre |
| – Sitronsyre | – Isooktan (til HPLC) |
| – Maursyre | – Kaliumjodid |
| – Saltsyre | – Etylacetat |
| – Natriumhydroksid 32% | – Dietyleter |
| | – Tetrahydrofuran (til HPLC) |
| | – Heptan |



Vi har dyktige produktspecialister på kjemikalier, spør oss om råd mht riktig kjemikalievalg.

SMART OG SIKKER LAGRING AV KJEMIKALIER:

Har du en MSC standard eller annen sertifisering trenger du mest sannsynlig godkjent oppbevaring av kjemikalier. De aller fleste bedrifter ønsker god kjemikaliesikkerhet av hensyn til sine ansatte.

VWR har en rekke skap av ulik design, formet etter ditt behov. Unngå farlige situasjoner gjennom sikker lagring og oppbevaring av farlige stoffer.

Kombinertskap fra Düperthal muliggjør lagring av ulike kjemikalier (syre/baser, brannfarlige forbindelser og gift) i samme lagringsmodul basert på separate enheter.


Skal du lagre brannfarlig gass eller større mengder kjemikalier, f.eks. 200 liters fat, så har vi skap som passer til dette også. Kontakt oss for hjelp til å finne riktig skap for ditt behov!





TRYGG LADING AV LITUM-IONBATTERIER VED BRUK AV BRANNSIKRE SKAP TYPE 90.

VWR tilbyr brannsikre skap type 90 i henhold til EN 14470-1 som muliggjør trygg lading av litium-ionbatterier også om natten slik at batteriene er klare til bruk dagen etter. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og tilbud!



OPPSAMLINGSKAR FOR KJEMIKALIER

VWR tilbyr en rekke ulike løsninger i både plast og metall for oppsamling av kjemikalier hvis uhellet er ute og emballasjen svikter. Bildene viser eksempler på innretninger for 1000 liters IBC-tanker og 200 liters fat. Ta gjerne kontakt for mer info om ytterligere utvalg!

Art.nr. MSGA13055	Oppsamlingskar for IBC-tank 1000 liter med integrert område for avtapping. Dimensjoner (mm): B1380 x D1800 x H760
Art.nr. MSGA31861	Oppsamlingskar PE med galvanisert rist for 4 x 200 l fat. Dimensjoner (mm): B1235xD1235xH275 mm
Art.nr. MSGA33055	Oppsamlingskar PE med PE-rist for 2 x 200 l fat. Dimensjoner (mm): B865 x D1245 x H375 mm

Verneutstyr:



ERMEBESKYTTER, ART.NR. 113-8256, HVIT 100 PK



FORKLE, ART.NR. 113-8278, HVIT 100 PK



ARBEIDSHANSKER, ART.NR. 112-3828/3829/3930/3831/3832/3833

Str 9->11. Meget bra grep. Sitter godt på hånden.



ARBEIDSHANSKE AV LATEX M/FØR

VWR art no 112-4227/4228/4229/4225/4226

Str 7-11. Godt grep. Tåler temperaturer -20° opp til +250°

PVC HANSKE MED EXTRA LANG MANSJETT

VWR art no .112-4244/-4243/-4242/-4245

Str 7->10



Verneutstyr



111-1843



111-1848



111-1847



111-1400



111-1133



111-0207



113-8952



114-5004



114-3661



114-8067



BURK5370-1500



331-0042



331-0042



331-0061

Produktnavn	Art no	Forpakning	Beskrivelse
Oppsugningsmatter			
OIL ONLY PADS 51X41CM 136L ABS. CAP.	121-0137	200 ark	Oppsugningsmatte for oljesøl
UNIVERSAL PADS 51X41CM 136L ABS. CAP	121-0138	200 ark	Oppsugningsmatte for kjemikalier, vann, løsemidler
Vernebriller			
Spectacles Amsterdam AF/AS clear	111-1843	stk	Vernebrille duggfri og ripe beskyttet
Vernebriller Barcelona AF/AS klar	111-1848	stk	Vernebrille duggfri og ripe beskyttet
Vernebrille Budapest AF/AS klar	111-1847	stk	Vernebrille over egne briller. Duggfri og ripe beskyttet
Vernebriller PRAGUE AF/AS klar	111-1846	stk	Vernebrille over egne briller. Duggfri og ripe beskyttet
Hørselvern			
Earplug banded caboflex	111-1553	40 stk	Dette lette hørselvernet er ideelt når man beveger seg inn og ut av områder med mye støy. Det passer komfortabelt rundt halsen når det ikke er i bruk.
Ørepropper Fusion Detectab 28dB m snor L	111-1400	50 stk	Sporbare ørepropper på snor. Gjenbrukbare for Næringsmiddel industrien.
Hørselvern Peltor X2A m hodebøyle 31dB	111-1133	1 par	Hørselvern i Peltor™ X-serien med hodebånd eller som hjelmmonterte versjoner og har en rekke dempingsnivåer som tilfredsstiller kravene for de fleste industrielle bruksområder.
Vernemasker			
Halvmaske/ Vernemaske halvmaske 4255 FFA2P3D FFA2P3D	111-0042	1 stk	Engangsmaske for en 8 timers arbeidsdag. Egnert for gasser/ damper med kokepunkt over +65°C.
Vernemaske helmaske 3M 6700S L	111-0207	1 stk	Helmaske størrelse L. Må kombineres med filter egnert for kjemikalet
Filter			
Filter 6075 t maske 3M 6000-7000 A1/formaldehyd	111-8930	8 pk	Filter til arbeid med Formaldehyd v/ konsentrasjon 0,1 Vol % Følg veiledning fra databladet til kjemikalet, punkt 8. Bekledning for besøkende
Bekledning for besøkende			
Besøksfrakk m/ trykknapp, blå, PP, 3XL	113-8952	50 stk	Besøksfrakk m/ lommer. Strikk ved håndledd. Individuelt pk 1 stk
Sko overtrekk, engangs			
Shoecover CPE 40µ film blue 17x41cm	113-9084	1000 stk	Blå sko overtrekk, engangs, Universal størrelse
Hånd desinfeksjon, gel	115-1349	9 x 1000 ml	Hånd desinfeksjon, gel, i kombinasjon med veggdispenser Dispenser for hånddesinfeksjon
Vernesko			
Besøks sko	114-5004	Str 42/43	Clogs, autoklaverbare. Finnes i størrelse 34 til 47, diverse farger
Gummistøvel	114-3661	Str 43	Gummistøvel med vernetupp beskyttelse, str 36->47.Hvit. Finnes også i farge svart og gul.
Vernesko, Uvex 2	114-8067	Str 43	Vernesko, S3, egnert for våte forhold. Vibram såle gir godt grep. Kompositt tå beskyttelse. Finnes i str 35->52
Vernesko, Sievi Roller +	SIEV52156-113/43	Str 43	Vernesko, S3, Tåler våte forhold. Spiker tramp og kompositt tå beskyttelse. Finnes i str 39->47
Prøvetakingsutstyr			
Skuffe	BURK5370-1500		Skuffe i rustfritt stål. Volum fra 450ml->2500 ml
Skuffe	BURK9614-1000		Skuffe, hvit, PP, 1L. Høy kjemikalie resistens
Prøvetakningsbeger	331-2131		Vinkelformet begerglass, PP. Passer til teleskopstang
Teleskopstang	300-0037		Teleskopstang til prøvetakningsbeger. Lengde 60-120cm. Finnes i flere lengder
Håv	300-0061		Overflate håv, PVC/PA, blå, 310 x 280 mm, maskebredde 2-5mm
Håv	331-0042		Håv PVC/PA for stang blå 19x43x25cm

Jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om:

Prove 100

Spektrofotometer

Artikkel nummer

1.73016.0001

Pristilbud

Før måling av:

Målområde

sjøvann

ferskvann

Alkalinitet

0,4 - 8,0 mmol/L CaCO3

x

1.01758.0001

Aluminium

0,02 - 1,20 mg/L Al

x

x

1.00594.0001

Ammonium

0,26 - 10,3 mg/L NH4

x

x

1.14558.0001

Jern

0,01 - 5 mg/L

x

x

1.00796.0001

Karbondioksid (CO2)*

1,25 - 120 mg/L CO2

x

x

1.17179.0001

KOF**

4,0 - 40 mg/L

Slam/Avløp

1.14560.0001

Kobber

0,05 - 8 mg/L Cu

x

x

1.14553.0001

Nitrat

4 - 221 mg/L NO3

x

1.14764.0001

Nitrat i sjøvann

0,9 - 75,3 mg/L NO3

x

1.14942.0001

Nitritt

0,007 - 3,28 mg/L NO2

x

x

1.14776.0001

Silikat

0,005 - 5 mg/L Si

x

x

1.14794.0001

Total nitrogen**

0,5 - 15,0

Slam/Avløp

1.00623.0001

Total fosfor**

0,5 - 25,0

Slam/Avløp

1.14729.0001

*Colorimetric visuell test kit

**Andre målområder også aktuelle

Tilbehør

Volum

UOM

Pipette

0,1 - 1 ml

1 stk

BRND704780

Spisser

0,1 - 1 ml

960

BRND732112

Pipette

0,5 - 5 ml

1 stk

BRND704782

Spisser

0,5 - 5 ml

200

BRND702595

Pipette

1 - 10 ml

1 stk

BRND704784

Spisser

1 - 10 ml

200

BRND702603

Gjenbrukskyvetter

10mm

2 stk

1.14946.0001

Gjenbrukskyvetter

50mm

2 stk

1.14944.0001

Vannprøve beger

125 ml

380

216-1825

Erlenmeyer kolbe

500 ml

10

214-1174

Rør

50 ml

500

525-0402

Stativ til rør/kyvetter

2

211-0367

Hansker

Medium

100

VWRI112-2372

Hansker

Large

100

VWRI112-2373

Hansker

XL

100

VWRI112-3101

Andre produkt

Mikroskop & vekter

Kjemikalier & sikkerhet

Verneutstyr

Elektrokjemi

Målområde:

Temperatur

pH

Konduktivitet

Redox

O2

Nitrogenanalyse/Kjeldahl

Kloridtitrator

Kontaktinfo

Navn:

Firma:

Analyse og laboratorieutstyr til oppdrettsnæringen | [vwr.com](#) 15

Avantor Services



VWR Teknisk service

- Installasjon
- Kalibrering
- Vedlikehold
- Reparasjon
- Servicekontrakter
- Opplæring

Vi utfører tjenester på blant annet: Varme-kjøle-frys-vekt-sentrifuger-vannrens-vannanalyse-oljeanalyse-sikkerhetsbenker-anaerobskap-autoklaver-spektrofotometer-temperaturloggere-frysetørkere-inkubatorer-klimaskap-kjemikaljeskap-alkometer-titratorer-pipetter (ISO 17025).

VWR Pipetteservice

- Kalibrering
- ISO 17025
- ISO 8655
- Reparasjon
- Vedlikehold
- Seminarer
- Opplæring

Alle tjenester utføres lokalt ved vårt akkrediterte laboratorie. Det vil si at vi har den hele og fulle kontrollen med at tjenestene holder de krav som til enhver tid gjelder. Vi tar gjerne imot våre kunder til et besøk for omvisning og en prat om pipetteservice.

Kontaktinformasjon

E-post: tekniskservice.no@avantorsciences.com
pipetteservice.no@avantorsciences.com

Tlf: 22 90 00 00



Avantor

Vi er over 50 ansatte i Norge som er klar til å hjelpe deg, ta kontakt med oss

Avantor i Bergen, Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad

BÅRD STEINAR GIEZENDANNER

Kundekontakt oppdrettsnæringen

m 960 95 224

baard.giezendanner@avantorsciences.com

Avantor i Oslo, Brynsaléen 4, 0667 Oslo

HILDE MARTINSEN

Produktspesialist instrumentgruppen

m 960 95 201

hilde.martinsen@avantorsciences.com

ANETTE ROKNE

Produktspesialist instrumentgruppen

m 960 95 210

anette.rokne@avantorsciences.com



VWR.COM

VWR International AS

Brynsaléen 4 | 0667 Oslo | t +47 22 90 00 00 | info.no@vwr.com